

# KPO



REF. 90200

Ginocchiera  
post-operatoria  
a movimento  
graduato



**Headquarter:**

ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland:** Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Sede italiana:** RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take  
care  
feel  
better



Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio

Valve passacinghie

Imbottiture in MTP bi-accoppiato con morbido vellutino

Cinghie di chiusura a Velcro®

Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste



Snodo di regolazione impostabile intuitivamente:

- Flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Possibilità di blocco dell'articolazione a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili



Taglia	regular	long
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81
Lunghezza aste cm	58	67

Colore nero · Ambidestra

# KPO

## Indicazioni

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flesso-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti

